


Anti-Usp14ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P54578

商品番号: CM0021287



前書き

ヒトUSP14を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。ユビキチン依存性タンパク質分解、自然免疫、および神経筋機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP14 Rabbit pAb
備考/別名	TGT; Ubp6; USP14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9097
GeneID	9097
免疫原	合成ペプチド ヒトUSP14 (NP_005142.1) のアミノ酸400-500領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P54578
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック