

Wb、Ip、Elisa用抗Usp15モノクローナル抗体 - Q9Y4E8

商品番号: CM0008420



前書き

USP15（脱ユビキチン化酵素15）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAによるヒト、マウス、ラット組織におけるTGF- β 、NF- κ B、マイトファジー経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP15 ウサギ mAb
備考/別名	UNPH4; UNPH-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9958
GeneID	9958
免疫原	合成ペプチド ヒト USP15 (NP_001239007.1) のアミノ酸968-981に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4E8
タンパク質分子量	27 kDa/109-112 kDa
発送方法	保冷バッグ