

抗Usp15ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y4E8

商品番号: CM0013423



前書き

WB、IP、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの抗USP15ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのUSP15を検出します。脱ユビキチン化、TGF- β シグナル伝達、NF- κ B制御、ミトファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP15 Rabbit pAb
略称・別名	UNPH4; UNPH-2; USP15
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9958
GeneID	9958
免疫原	合成ペプチド ヒトUSP15の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IP、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4E8
タンパク質分子量	112 kDa
輸送方法	保冷剤