


ウサギ抗Usp16 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y5T5

商品番号: CM0029938



前書き

ヒトUSP16（94

kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB
およびELISAで検証済み。マウス、ラット、サルと交
差反応性あり。ヒストンH2Aの脱ユビキチン化、有糸
分裂、遺伝子調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP16 ウサギ pAb
備考/別名	UBPM; UBP-M; USP16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10600
GeneID	10600
免疫原	ヒトUSP16（NP_001001992.1）のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	Q9Y5T5
タンパク質分子量	94kDa
輸送	保冷バッグ