


Wb、If/Icc、Elisa用抗Usp19ウサギポリクローナル抗体 - O94966

商品番号: CM0029240



前書き

USP19（ユビキチンカルボキシ末端ヒドロラーゼ19）に特異的なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの性能が確認済みです。ヒトおよびマウスと交差反応し、約146 kDaのバンドを検出します。脱ユビキチン化、ERAD、低酸素症、筋分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP19 ウサギ pAb
別名	ZMYND9; USP19
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	10869
免疫原	組換えタンパク質[ヒトUSP19（NP_001186089.1）のアミノ酸1～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94966
タンパク質分子量	146kDa
発送方法	保冷剤