


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Usp21 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uk80

商品番号: CM0024262



前書き

ヒトUSP21脱ユビキチン化酵素を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。USP21はヒストンH2Aの脱ユビキチン化と転写活性化を調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP21 ウサギ pAb
備考／別名	USP16; USP23; USP21
種	ヒト
GeneID	27005
免疫原	ヒトUSP21 (NP_036607.3) のアミノ酸1-100領域に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UK80
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ