

Wb、Elisa用抗Usp22ポリクローナル抗体 - Q9Upt9

商品番号: CM0021468

前書き

USP22に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。脱ユビキチン化、転写調節、および免疫シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP22 Rabbit pAb
備考/別名	USP3L; USP22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23326
GeneID	23326
免疫原	合成ペプチド ヒト USP22 (NP_056091.1) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UPT9
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋