

Anti-Usp22 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Upt9

商品番号: CM0018926

前書き

WBおよびELISAで検証済みのUSP22ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットと反応します。USP22は転写調節、細胞周期、および自然免疫に関与する脱ユビキチン化酵素であり、研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP22 Rabbit pAb
備考/別名	USP3L; USP22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23326
GeneID	23326
免疫原	ヒトUSP22 (NP_056091.1) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q9UPT9
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ