

抗Usp24ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Upu5

商品番号: CM0020892

前書き

フェリチノファジーおよび細胞生存に関与する分子量294kDaのユビキチン特異的プロテアーゼであるヒトUSP24を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスに反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	USP24 Rabbit pAb
備考／別名	USP24; ubiquitin specific peptidase 24
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23358
遺伝子ID	23358
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UPU5
タンパク質分子量	294kDa
発送	保冷剤