

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Usp24ウサギポリクローナル抗体 - Q9Upu5

商品番号: CM0015784

前書き

USP24ウサギポリクローナル抗体（pAb）は、ヒトおよびマウスUSP24を特異的に検出し、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。この脱ユビキチン化酵素抗体は、細胞生存、フェリチノファジー、ユビキチン経路に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP24ウサギpAb
備考/別名	USP24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23358
GeneID	23358
免疫原	ヒトUSP24（NP_056121.2）のアミノ酸2431-2620に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UPU5
タンパク質分子量	294kDa
発送	保冷バッグ