


Anti-Usp25 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - Q9Uhp3

商品番号: CM0005230



前書き

ヒトUSP25に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。脱ユビキチン化酵素、炎症、および細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP25 Rabbit mAb
備考/別名	USP21; USP25
種	ヒト
GeneID	29761
免疫原	ヒトUSP25 (NP_037528.3) のアミノ酸1-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHP3
タンパク質分子量	122KDa/125KDa/129KDa
配送	アイスバッグ