


Anti-Usp25 (Usp21) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Uhp3

商品番号: CM0017826



前書き

炎症、Wntシグナリング、および免疫応答に関与する脱ユビキチン化酵素であるヒトUSP25に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	USP25 Rabbit pAb
備考/別名	USP21; USP25
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29761
遺伝子ID	29761
免疫原	ヒトUSP25 (NP_037528.3) のアミノ酸1-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHP3
タンパク質分子量	122kDa
配送	アイスパック