

Wb、Elisa用抗Usp26ポリクローナル抗体 - Q9Bxu7

商品番号: CM0024791

前書き

WBおよびELISAで検証されたUSP26ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。脱ユビキチン化、アンドロゲン受容体シグナリング、および精子形成の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP26 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SPGFX6; USP26
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83844
遺伝子ID	83844
免疫原	ヒトUSP26 (NP_114113.1) のアミノ酸664-913に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXU7
タンパク質分子量	104kDa
配送	氷袋