


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Usp33ポリクローナル抗体 - Q8Tey7

商品番号: CM0019365



前書き

ヒトUSP33 (VDU1)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体（W B、IHC-P、IF/ICC、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。脱ユビキチン化、セントロソーム生物学、およびGPCRトラフィック研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP33 Rabbit pAb
備考/別名	VDU1; USP33
種	ヒト
遺伝子ID	23032 (ヒト)
免疫原	ヒトUSP33 (NP_963920.1) のアミノ酸290-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TEY7
タンパク質分子量	107kDa
配送	アイスパック