


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Usp39ウサギモノクローナル抗体 - Q53Gs9

商品番号: CM0003596



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗USP39ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットに反応。USP39はスプライシング、DNA修復、細胞周期制御に関与する脱ユビキチン化酵素です。B細胞の発生、DNA損傷応答、抗ウイルスシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP39 ウサギ mAb
備考/別名	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10713
GeneID	10713
免疫原	合成ペプチド ヒトUSP39 (Q53GS9) のアミノ酸200-300に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q53GS9
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ