

Wb・Elisa用抗Usp39ウサギポリクローナル抗体 - Q53Gs9

商品番号: CM0030796



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギ抗USP39ポリクローナル抗体（別名：65K、SAD1、S NRNP65）です。ヒト、マウス、ラットのUSP39と反応性を示し、スプライシング、DNA修復、抗ウイルスシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	USP39 Rabbit pAb
備考／別名	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	10713
GeneID	10713
免疫原	ヒト USP39 (NP_006581.2) のアミノ酸336～565番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53GS9
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	保冷剤