

## 抗Usp47ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q96K76

商品番号: CM0016647

### 前書き

ヒトおよびマウスのUSP47（約157 kDa）のWB、IHC-P、ELISA検出用に検証済みのUSP47ウサギポリクローナル抗体です。DNA修復、ゲノムの完全性、細胞周期の研究に最適です。 - Q96K76。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | USP47 ウサギpAb                                            |
| 備考/別名      | TRFP; USP47                                             |
| 種          | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 55031                                                   |
| 遺伝子ID      | 55031                                                   |
| 免疫原        | ヒトUSP47のアミノ酸1128-1287に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_060414.3) |
| ソース        | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                               |
| アプリケーション   | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                  |
| SWISS      | Q96K76                                                  |
| タンパク質重量    | 157kDa                                                  |
| 配送         | アイスバッグ                                                  |