

抗Usp48ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q86Uv5

商品番号: CM0028713

前書き

このUSP48ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのUSP48（脱ユビキチン化酵素）を認識します。WBおよびELISAでの検証が完了しており、NF- κ Bシグナル伝達、細胞周期、パイロトーシス（細胞焦死）制御の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP48 Rabbit pAb
別名	USP31, DFNA85, RAPIGA1, USP48
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84196
遺伝子ID	84196
免疫原	ヒトUSP48（NP_115612.4）のアミノ酸1〜300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UV5
タンパク質分子量	119kDa
発送方法	氷袋梱包