

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Usp5 ウサギポリクローナル抗体 - P45974

商品番号: CM0026126



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのUSP5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのUSP5 (96 kDa)

と反応します。脱ユビキチン化およびシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP5 ウサギ pAb
備考/別名	ISOT; USP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8078
GeneID	8078
免疫原	ヒト USP5 (NP_003472.2) の1-280番目のアミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45974
タンパク質分子量	96kDa
輸送	保冷バッグ