

Anti-Usp53 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q70Ek8

商品番号: CM0021042

前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISA用として検証されたAnti-USP53 Rabbit Polyclonal Antibody。ヒトおよびマウスのUSP53（120 kDaのタイトジャンクション脱ユビキチン化酵素）を特異的に検出し、聴覚およびバリア機能に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	USP53 Rabbit pAb
備考/別名	USP53; ubiquitin specific peptidase 53
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54532
遺伝子ID	54532
免疫原	ヒト USP53 (NP_061923.2) のアミノ酸495-582内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q70EK8
タンパク質分子量	120kDa
配送	氷袋