

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Usp8 ウサギ Pab - P40818

商品番号: CM0029060



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用 USP8 ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのUSP8を認識。USP8は、タンパク質代謝回転、エンドソーム選別、EGFRシグナル伝達を調節する脱ユビキチン化酵素です。細胞周期およびプロテオスタシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP8 ウサギ pAb
備考/別名	UBPY; PITA4; SPG59; HumORF8; USP8
種	ヒト
遺伝子ID	9101
免疫原	ヒト USP8 (NP_005145.3) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40818
タンパク質分子量	128kDa
輸送	アイスバッグ