


Wb、Elisa用抗Usp9Xポリクローナル抗体 - Q93008

商品番号: CM0022865



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用途向けのウサギ由来USP9Xポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットで検証済みです。脱ユビキチン化酵素活性、TGF- β シグナル伝達、概日リズムの研究用の高品質なIVD原料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP9X Rabbit pAb
備考/別名	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8239
遺伝子ID	8239
免疫原	合成ペプチド ヒトUSP9X (NP_001034679.2) のアミノ酸1~100の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93008
タンパク質分子量	290kDa
輸送方法	氷袋