

Anti-Usp9X/Usp9Y ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O00507

商品番号: CM0023038

前書き

ヒト USP9X/USP9Y を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA で検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。脱ユビキチン化および雄性生殖細胞の発生研究に適しています。分子量は約 291kDa です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP9X/USP9Y ウサギ pAb
備考/別名	DFFRY; SPGFY2; USP9X/USP9Y
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8287
遺伝子ID	8287
免疫原	ヒト USP9X/USP9Y (NP_004645.2) のアミノ酸2456-2555内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00507
タンパク質分子量	291kDa
配送	アイスバッグ