


抗Utp11L ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q9Y3A2

商品番号: CM0018947



前書き

ヒトUTP11L (CGI94) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、約30 kDaのバンドを検出します。リボソーム生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UTP11L ウサギpAb
別名	CGI94; CGI-94; UTP11L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51118
遺伝子ID	51118
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3A2
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋