


Wb、Elisa用 抗Utp18ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5J1

商品番号: CM0020818



前書き

ヒトUTP18（WDR50）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。リボソーム生合成、SSUプロセソーム、およびpre-18S rRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UTP18ウサギpAb
備考/別名	WDR50; CGI-48; UTP18
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51096
遺伝子ID	51096
免疫原	組換えタンパク質 ヒトUTP18 (NP_057085.2) のアミノ酸70-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y5J1
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ