


Wb、Elisa用抗Utp6ポリクローナル抗体 - Q9Nyh9

商品番号: CM0019179



前書き

ヒトUTP6（HCA66）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。リボソーム生合成および核小体プロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UTP6 ウサギpAb
略称/別名	HCA66; C17orf40; UTP6
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	55813
GeneID	55813
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYH9
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	保冷剤