


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Uvragポリクローナル抗体 - Q9P2Y5

商品番号: CM0027727



前書き

ヒトUVRAG (p63、VPS38) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性UVRAGを検出します。オートファジー、膜輸送、DNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UVRAG Rabbit pAb
備考/別名	p63; DHTX; VPS38; UVRAG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7405
GeneID	7405
免疫原	ヒトUVRAG (NP_003360.2) のアミノ酸501-699に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2Y5
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスバッグ