


If-P、Ihc-P、Db、Elisa用抗Bアミロイドモノクローナル抗体 - P05067

商品番号: CM0010487



前書き

ヒトβアミロイド（P05067）に対するウサギモノクローナル抗体。IF-P、IHC-P、DB、ELISAでバリデーション済み。マウスとも交差反応します。アルツハイマー病研究およびアミロイド斑解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	βアミロイド ウサギmAb
備考／別名	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	351
GeneID	351
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF-P、IHC-P、DB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P05067
タンパク質分子量	87kDa
輸送	保冷バッグ