


If-P、Ihc-P、Db、Elisa用抗Bアミロイド（1-40）ウサギモノクローナル抗体 - P05067

商品番号: CM0006297



前書き

アルツハイマー病の主要ペプチドであるβアミロイド（1-40）を標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体。IF-P、IHC-P、DB、ELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応します。アミロイドおよびAPPプロセッシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	βアミロイド（1-40）ウサギmAb
備考／別名	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; βアミロイド（1-40）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	351
GeneID	351
免疫原	ヒトβアミロイド（1-40）のアミノ酸671-770に対応する合成ペプチド（NP_000475.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P、IHC-P、DB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P05067
タンパク質分子量	4kDa
配送	保冷バッグ