

WbおよびElisa用 抗B-アレスチン1ウサギモノクローナル抗体 - P49407

商品番号: CM0003072



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質なヒトβ-アレスチン1（ARRB1）に対するウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのサンプルで検証済み。GPCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	β-アレスチン1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	ARRB1; ARRB1; β-アレスチン1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	408
GeneID	408
免疫原	ヒトβ-アレスチン1（P49407）のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49407
タンパク質重量	47kDa
配送	アイスバッグ