

Anti-B-Arrestin1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49407

商品番号: CM0013360



前書き

β -arrestin1 (ARRB1/ARB1/ARR1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
で検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。GPCRの脱感作および内在化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	β -arrestin1 Rabbit pAb
備考/別名	ARB1; ARRI; β -arrestin1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	408
遺伝子ID	408
免疫原	ヒト β -arrestin1 (NP_004032.2) のアミノ酸169-418に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49407
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋