

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗B-カテニンウサギポリクローナル抗体 - P35222

商品番号: CM0018015



前書き

 β -

カテニン (CTNNB1) ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC、IF、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。Wntシグナル伝達および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	β -カテニン ウサギpAb
備考/別名	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -カテニン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1499
GeneID	1499
免疫原	ヒト β -カテニン (NP_001895.1) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85kDa
配送	保冷バッグ