

Anti-β-Catenin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, IHC-P, IP, Elisa - P35222

商品番号: CM0015102



前書き

ヒトβ-

カテニン（CTNNB1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IP、ELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルから内在性β-カテニンを検出します。Wntシグナル伝達および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	β-Catenin Rabbit pAb
備考/別名	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β-Catenin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1499
遺伝子ID	1499
免疫原	組換えタンパク質 ヒトβ-カテニン（NP_001895.1）のアミノ酸667-781に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ