


Anti-B-Trcp/Btrc Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y297

商品番号: CM0006350



前書き

ヒトβ-TrCP/BTRCを標的とする組換えモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのBTRCを認識します。ユビキチン化およびWntシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	β-TrCP/BTRC Rabbit mAb
備考/別名	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β-TrCP/BTRC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8945
GeneID	8945
免疫原	合成ペプチド ヒトβ-TrCP/BTRC (NP_378663.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y297
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ