


抗B-Trcp/Btrc ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Y297

商品番号: CM0022862



前書き

ヒトβ-TrCP/BTRC（FWD1, FBXW1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで使用可能です。マウスおよびラットと交差反応します。ユビキチン依存性タンパク質分解、NF-κBおよびWntシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	β-TrCP/BTRC ウサギpAb
別名	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β-TrCP/BTRC
対象種	ヒト
GeneID	8945
免疫原	ヒトβ-TrCP/BTRC（NP_378663.1）のアミノ酸1-120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y297
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	氷袋