

Wb、Elisa用抗B1アドレナリン受容体ウサギポリクローナル抗体 - P08588

商品番号: CM0022732



前書き

ヒトβ1アドレナリン受容体（ADRB1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。GPCRシグナル伝達および心機能研究における心血管・神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	β1アドレナリン受容体ウサギpAb
備考・別名	RHR; BIAR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; β1アドレナリン受容体
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	153
遺伝子ID	153
免疫原	合成ペプチド ヒトβ1アドレナリン受容体（NP_000675.1）のアミノ酸350～450内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08588
タンパク質分子量	51 kDa
輸送	保冷バッグ