

Anti-Vamp1モノクローナル抗体（Wb用） - P23763

商品番号: CM0004954

前書き

ヒトVAMP1/synaptobrevin-1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経科学および小胞輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAMP1 Rabbit mAb
備考/別名	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
種	ヒト
遺伝子ID	6843
免疫原	ヒトVAMP1（P23763）の amino 酸1-118に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23763
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバッグ