

Anti-Vamp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P23763

商品番号: CM0025503

前書き

ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAアプリケーション向けの、VAMP1（シナプトブレビン-1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのVAMP1（予測分子量約13 kDa）に反応します。小胞輸送および神経科学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAMP1 Rabbit pAb
備考/別名	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6843
遺伝子ID	6843
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVAMP1 (NP_954740.1) のアミノ酸1-96に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23763
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバッグ