

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用Anti-Vamp2ウサギモノクローナル抗体 - P63027

商品番号: CM0008946



前書き

WB、IHC-P、IF-P、ELISA用途に適した高品質なAnti-VAMP2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのVAMP2と反応します。シナプス小胞エキソサイトーシスおよびSNARE媒介膜融合の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAMP2ウサギmAb
備考/別名	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
種	ヒト
遺伝子ID	6844
免疫原	合成ペプチド：ヒトVAMP2（P63027）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63027
タンパク質分子量	13kDa
輸送	保冷バッグ