

Wb・Elisa用抗Vamp4ウサギポリクローナル抗体 - O75379

商品番号: CM0024962

前書き

ウエスタンブロット(WB)およびELISAアプリケーション用のウサギ抗VAMP4ポリクローナル抗体です。小胞融合と膜輸送を制御するv-SNAREであるヒト、マウス、ラットのVAMP4を検出します。SNARE複合体および筋肉再生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAMP4 Rabbit pAb
別名	VAMP-4; VAMP24; VAMP4
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8674
遺伝子ID	8674
免疫原	ヒトVAMP4 (NP_003753.2) のアミノ酸1〜115番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75379
タンパク質分子量	16kDa
配送方法	保冷剤