


抗Vamp7ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P51809

商品番号: CM0022914



前書き

ヒトVAMP7（SYBL1/TI-VAMP）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットとの交差反応性を有しています。リソソーム輸送およびエキソサイトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAMP7 ウサギpAb
備考・別名	SYBL1; TIVAMP; VAMP-7; TI-VAMP; VAMP7
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6845
遺伝子ID	6845
免疫原	ヒトVAMP7 (NP_005629.1) のアミノ酸11〜70番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51809
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤梱包