

Anti-Vamp8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bv40

商品番号: CM0014650



前書き

このVAMP8ウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）は、ヒトVAMP8（Endobrevin/EDBとも呼ばれる）を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。SNARE介在性膜融合、オートファジー、および免疫細胞エクソサイトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAMP8 ウサギ pAb
備考/別名	EDB; VAMP-8; VAMP8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8673
遺伝子ID	8673
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVAMP8 (NP_003752.2) のアミノ酸1-75に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9BV40
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスパック