


Anti-Vapb ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O95292

商品番号: CM0029769



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適したVAPBラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのVAPBと反応します。小胞体-

エンドソーム接触部位およびUPRの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAPB Rabbit pAb
備考/別名	ALS8; VAP-B; VAMP-B; VAPB
種	ヒト
GeneID	9217
免疫原	ヒトVAPB (NP_004729.1) のアミノ酸10-222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95292
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスパック