

Wb、Elisa対応 抗Vash1ポリクローナル抗体 - Q7L8A9

商品番号: CM0024932



前書き

ヒトVASH1（チューブリニル-Tyrカルボキシペプチダーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応性があり、血管新生および微小管研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VASH1 ウサギpAb
備考/別名	TTCP 1; KIAA1036; VASH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22846
遺伝子ID	22846
免疫原	ヒトVASH1 (NP_055724.1) のアミノ酸1-365に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7L8A9
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	保冷剤