


Anti-Vasp Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P50552

商品番号: CM0011846



前書き

ヒトVASPに対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。アクチン動態、血小板活性化、および細胞移動の研究に最適です。40kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VASP Rabbit mAb
備考/別名	VASP; vasodilator-stimulated phosphoprotein
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7408
免疫原	ヒトVASP (P50552) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50552
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ