


Wb、Elisa用抗Vaspウサギポリクローナル抗体 - P50552

商品番号: CM0016310



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了したポリクローナル抗体であるVASP Rabbit

pAbは、ヒト血管拡張剤刺激リン酸化タンパク質を特異的に検出します。細胞骨格ダイナミクスや血小板活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	VASP Rabbit pAb
備考・別名	VASP
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7408
遺伝子ID	7408
免疫原	合成ペプチド；ヒトVASP (NP_003361.1) のアミノ酸150～250領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50552
タンパク質分子量	40kDa
発送	氷袋