


抗Vaspウサギポリクローナル抗体 - P50552

商品番号: CM0015398



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証された高品質な抗VASPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットVASPを検出。細胞遊走、接着、血小板活性化の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VASPウサギpAb
備考/別名	VASP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7408
GeneID	7408
免疫原	ヒトVASP (NP_003361.1)のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50552
タンパク質分子量	40kDa
発送	氷袋