


## Anti-Vav1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15498

商品番号: CM0013715



### 前書き

このVAV1ウサギポリクローナル抗体はWBおよびELISAで検証されており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。造血細胞およびがん研究におけるRho/Rac GTPaseシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名      | VAV1 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名    | VAV; VAV1                                             |
| 種        | ヒト                                                    |
| GeneID   | 7409                                                  |
| 免疫原      | ヒトVAV1 (NP_005419.2) のアミノ酸374-590に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                                   |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS    | P15498                                                |
| タンパク質分子量 | 98kDa                                                 |
| 配送       | アイスパック                                                |