

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Vav2ウサギモノクローナル抗体 - P52735

商品番号: CM0009880



前書き

ヒトVAV2(P52735)を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティング、免疫組織化学(パラフィン包埋)、ELISAでの使用が検証済みです。血管新生研究、細胞遊走アッセイ、血管生物学研究向けに設計されており、マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAV2 ウサギmAb
備考/別名	VAV-2; VAV2
種	ヒト
GeneID	7410
免疫原	合成ペプチド ヒトVAV2(P52735)のアミノ酸100〜200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52735
タンパク質分子量	101kDa
発送方法	氷袋梱包