

Wb・Elisa用抗Vav2ウサギポリクローナル抗体 - P52735

商品番号: CM0022333



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗VAV2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。VAV2は血管新生に関与するRho GEFです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] VAV2 Rabbit pAb
備考・別名	VAV-2; V2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7410
GeneID	7410
免疫原	組換えタンパク質：ヒトVAV2 (NP_001127870.1) のアミノ酸570～700番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52735
タンパク質分子量	101kDa
発送方法	保冷剤